

Liquide d'humidification pour le lissage des masses d'étanchéité fraîchement appliquées à base de silicone, de PUR et de MS-polymère

Domaines d'application	Agent de lissage concentré ▪ pour humidifier et lisser les mastics fraîchement appliqués ▪ optimal pour silicones, mastics d'étanchéité hybrides (MS polymère, STP, SPUR et autres polymères modifiés au silane) ainsi que polyuréthanes ▪ s'utilise aussi pour aider à enfoncer les joints en caoutchouc dans les profilés de fenêtres
Avantages du produit	▪ bonnes propriétés lubrifiantes ▪ adapté pour ménager la peau ▪ sans solvants (sans COV) ▪ biodégradable ▪ inodore ▪ pH neutre ▪ sans phosphate
Base	concentré aqueux à base d'extraits végétaux modifiés
Restrictions	Ne convient pas pour mastics d'étanchéité acryliques et autres produits d'étanchéité à base aqueuse. Pour les supports délicats, tels que les papiers peints non lavables à l'eau ou les peintures biologiques, il convient de procéder à des essais préalables.
Mise en œuvre	Ajouter à l'eau fraîche, selon le produit d'étanchéité, max. 5 % de Wikofix GM 52 concentré de lissage. Bien agiter le mélange, appliquer et lisser. Utiliser une spatule lisse pour l'égalesation. Éliminer les résidus et les gouttes à l'eau claire dès que possible. Le produit peut être utilisé pendant plusieurs jours.
Densité	ca. 1.0 g/cm ³
Valeur pH	7 - 8 (pH neutre)
T température d'utilisation	+5 °C jusqu'à +50 °C
Produits de nettoyage	Nettoyer les mains et, le cas échéant, les supports voisins avec de l'eau propre.
Plus d'informations	 Vous trouverez plus d'informations sur ce produit (lien vers le produit sur notre site web, fiche de données de sécurité, certificats, demandes spéciales, etc.) en consultant le code QR ISOPIN ci-contre.
Article n° + Mode de livraison	GM 52.500 incolore-transparent UVC de 12 flacons en PE de 500 ml Autres emballages sur demande.

Durée de conservation Dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des rayons directs du soleil et dans un endroit sec, entre +15 °C et +25 °C, la durée de conservation officielle est de au minimum 12 mois à partir de la date de production (la date de péremption indiquée sur le produit est déterminante).

Accessoires

TG 52.3110	Vaporisateur manuel 600 ml
TG 52.3111	Vaporisateur manuel 900 ml avec indicateur (contenu 1 l)

Sécurité et élimination : prendre connaissance des fiches de données de sécurité (FDS) valables pour les produits utilisés. Respectez toutes les règles de sécurité et les instructions d'élimination.

Attention : Toutes les indications sont basées sur les recherches menées avec soin en laboratoire, ainsi que sur les données fournies par l'expérience pratique. Elles sont données à titre indicatif, sans engagement de notre part. Étant donné le nombre de nouveaux matériaux apparaissant sur le marché, et compte tenu des diverses méthodes de mise en œuvre sur lesquelles nous n'avons pas prise, il est bien compréhensible que nous ne puissions pas garantir la réussite de vos travaux, ni en termes de responsabilité pour pertes subies, ni en termes de droit relatif au régime des brevets d'invention. Nous vous recommandons par conséquent de vérifier, de manière adéquate et en effectuant vos propres essais, si le produit en question convient bien à l'usage que vous comptez en faire. Par ailleurs, veuillez vous référer à nos conditions de vente, de livraison et de paiement, disponibles sur www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Cette fiche technique remplace toutes les versions antérieures.

Avez-vous remarqué une formulation peu claire ou une erreur ? Nous vous remercions de votre commentaire. En cas de doute, la version en langue allemande est prioritaire.